

省空間

Technology You Can Trust

AND
A&D Medical

無障礙體重測量儀

附扶手 AD-6107R

取引・証明用
検定付

精度等級
3級

低測量台再加上扶手，讓使用者能安心安全地測量。



● 好抓握的大型扶手

● 電池續航時間達200小時以上

● 輕量型

和自社舊品相比，減少了10KG的重量。

● 安全設定

測量台高度僅48mm，並有清楚的顏色標示站立位置，四周角度皆為圓弧設計。

● 附大型移動輪

可輕鬆移動至測量場所。

AND 株式 会社 エー・アンド・デイ

簡單使用 多功能螢幕



- 螢幕顯示簡單易懂
- BMI計算功能(連接數位身高計即可自動計算)
- 扣除衣服重量(扣除皮重功能)
- 可連接外部機器(可連接的機種請洽詢本公司)

規格

型名	AD-6107R
販售名	無障礙體重測量儀(附扶手)
精度等級	3級
秤量	200kg
精度/感度	100g(150kg未滿) / 200g(150kg以上)
最小測定量	2kg
最大減算皮重量	90kg以下
使用溫度濕度範圍	溫度: +5°C ~ +35°C 濕度: 85%RH以下
保存溫度範圍	溫度: -10°C ~ +60°C
顯示	7段液晶表示 主要畫面: 文字高 23mm
電源	AC Adapter: AC100-240V、50-60Hz AX-TB266 或、AS-BLS-120W (AD-PR580列表機使用時) 或一號鹼性電池4顆
電池壽命	連續動作(鹼性乾電池使用時) 200 小時以上
外部輸出	RS232C (配件AD-PR580印表機也可使用)
外觀尺寸	613 (W) × 653 (D) × 870 (H) mm
測量台尺寸	493 (W) × 426 (D) × 48 (H) mm
本體重量	約17kg (不含乾電池、AC Adapter)
配件	專用 AC Adapter (AX-TB266)、AC Adapter 識別貼紙、使用說明書(附保証書)
包裝大小・重量	664 (W) × 690 (D) × 928 (H) mm 約22kg 紙箱包裝
承認番號	第D177
商品Code	AD6107R
JAN Code	4981046154925

Option



AC Adapter
AX-TB266
JAN Code : 4981046618076
※ 未安裝AD列表機時的AC Adapter



AD列表機
AD-PR580
JAN Code : 4981046713603
※若要安裝此列表機，
需另外安裝AD-PR580-007套件。

NO IMAGE

列表機安裝套件
AD-PR580-007
JAN Code : 4981046156004



AD-PR580用 AC Adapter
※ AD-PR580 配件 AS-BLS-120W
JAN Code : 4981046713689



AX-BLS-120W用AC電線
※ AD-PR580配件AS-ACS-120A
JAN Code : 4981046713696



感熱紙 (5卷/箱)
AX-PP147-S
JAN Code : 4981046711340

若涵蓋在兩處的縣市、可任用其中重力加速度的範圍。

使用地區 重力加速的數值	分類	台灣使用地區
9.790m/s ²	1	台北
9.789 m/s ²	2	台中
9.788 m/s ²	3	台南、高雄

在台灣重力加速度的資訊如下: (參考網站如下)

<https://www.sensorone.com/local-gravity-calculator/>將緯度(Latitude) 及 高度(Height)資料輸入, 即可查詢置放體重計區域的重力加速度資訊。

*請注意: 台南、高雄區域為設定範圍外, 但誤差小於0.1%。

販売元
AND 株式会社 **エーアンド・デイ**
本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6127(直) FAX.03-5391-6129
■ 札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
■ 仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
■ 名古屋営業所 TEL.052-726-8763(直) FAX.052-726-8769
■ 大阪営業所 TEL.06-7668-3904(直) FAX.06-7668-3901
■ 広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
■ 福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815
<http://www.aandd.co.jp>

總代理



杏豐實業股份有限公司
SUN-UP HEALTH CARE CO., LTD.

www.sunup-hc.com.tw

服務專線: 02-66358858

* 使用時請參照使用說明書 * Copyright © 杏豐實業股份有限公司, All Rights Reserved.

* 本內容以官網公告為主, 如有更改不另行通知, 杏豐保留活動變更、終止之權利

