

座椅型體重測量儀

AD-6031A

取引・証明用
検定付

精度等級
3級

可移動至床旁，坐著就能測量的精緻型檢測體重計

推薦給醫院、養護設施等，為病患及住民進行營養管理及NST（營養支援團隊）活動中使用



- 高精度 50g/100g 切換機制
- 舒適好坐的木製座椅，並附有止滑座墊。
- 附可掀式扶手及腳踏板，方便移乘。
- 大小適中，設置、收納皆不占空間。



可動式扶手

為方便從側邊移乘，左右兩邊的扶手皆可掀起。

扶手旋轉按鈕



附腳踏板

方便移乘，採可掀式腳踏板。



固定滾輪功能

在移乘受測者或進行體重測量時，可固定車輪。



轉向片

維持直線前進的安穩性，可更換前、後輪。

(工廠 option : SA938)
標準規格為前輪固定。



規格

品名	座椅型體重測量儀	
型名	AD-6031A	
精度等級	3級 (※依地區指定。)	
承認番號	第D097號	
範圍標示	範圍1	範圍2
最大秤量	150kg	200kg
精度/感度	50g	100g
最小測定量	1kg	2kg
最大皮重(外衣重)	150kg	200kg
最小皮重(外衣重)	2.95kg以上	3.0kg以上
最小顯示固定	4.05kg以上	4.1kg以上
外觀尺寸	約560 (W) × 845 (H) × 875 (D) mm	
重量	約26kg (AC Adapter、電池除外)	
電源	專用AC Adapter AX-TB266 乾電池 (2號鹼性電池4顆) 專用充電電池組 AD6031-01 (選購)	
乾電池壽命	鹼性乾電池使用時 約150時間	
充電電池壽命	專用充電電池組使用時 約18時間	
附屬品	專用AC Adapter AX-TB266、專用小袋 使用說明書 (附保證書)	
商品 Code	AD6031A	
JAN Code	4981046130837	

能清楚顯示數字的大螢幕



選購

AD-6031專用充電電池組

AD6031-01

JAN Code 4981046712583

專用 AC Adapter

AX-TB266

JAN Code 4981046618076



使用地域區分

若涵蓋在兩處的縣市、可任用其中重力加速度的範圍。

使用地區 重力加速的數值	分類	台灣使用地區
9.790m/s ²	1	台北
9.789 m/s ²	2	台中
9.788 m/s ²	3	台南、高雄

在台灣重力加速度的資訊如下: (參考網站如下)

<https://www.sensorsone.com/local-gravity-calculator/> 將緯度 (Latitude) 及 高度 (Height) 資料輸入, 即可查詢置放體重計區域的重力加速度資訊。

*請注意: 台南、高雄區域為設定範圍外, 但誤差小於0.1%。

販売元

AND 株式会社 **エーアンドデイ**

本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL: 03-5391-6127 (直) FAX: 03-5391-6129

■ 札幌出張所 TEL: 011-251-2753 (代) FAX: 011-251-2759
■ 仙台出張所 TEL: 022-211-8051 (代) FAX: 022-211-8052
■ 名古屋営業所 TEL: 052-726-8763 (直) FAX: 052-726-8769
■ 大阪営業所 TEL: 06-7668-3904 (直) FAX: 06-7668-3901
■ 広島営業所 TEL: 082-233-0611 (代) FAX: 082-233-7058
■ 福岡営業所 TEL: 092-441-6715 (代) FAX: 092-411-2815

<http://www.aandd.co.jp>

總代理



杏豐實業股份有限公司

SUNUP HEALTH CARE CO., LTD.

www.sunup-hc.com.tw

服務專線: 02-66358858

* 使用時請參照使用說明書 * Copyright © 杏豐實業股份有限公司, All Rights Reserved.

* 本內容以官網公告為主, 如有更改不另行通知, 杏豐保留活動變更、終止之權利



ASG_AD6031A_guide-line-CHT-v1.0