

AD-6351

數位(手動)身高體重計



輕巧易搬運設計



Stature & Weight


身長・體重表示



BMI・體重表示




- ★ 簡單易懂的項目標示！
- ★ 使用者能簡單看懂的日語標示
- ★ 大字幕2段數值顯示
- ★ BMI顯示功能
- ★ 減去衣服重量功能
- ★ 通過日語符號顯示的通知功能！
- ★ 配合不同場合的使用，顯示板的方向可自由變換！



※顯示板也可拆下放在桌面上使用



★ 擴充性《數據收集系統》 無須書寫・無須手動輸入，自動化收集測量資料



外出健診、學校健診、設施機構內移動等，
任何場所皆適用
輕巧型設計，車輛運送也很方便



數位(手動)身高體重計 AD-6351

僅測量體重時，
可折疊身高測量板、
方便收納不礙占空間



輕巧收納！
964mm

全能測量範圍！
身長高測定範圍
88.0~210.0cm



附大型後輪
移動方便！



本體重量
13kg以下
搬運輕鬆
不費力！

規格

品名	數位(手動)身高體重計	
型式	AD-6351	
承認番號	第D1323號	
體重測定部	最大秤重	150kg
	精度/感度	100g
	精度等級	3級
	最小測定量	2kg
身長測定部	測量方法	支柱伸縮式
	測量範圍	88.0~210.0cm
	測量單位	1mm
	測量誤差	±2mm
主要功能	BMI測定機能、實際淨重測量功能、減去衣服重量功能（預設衣服重量功能）、自動關機功能、時間顯示（外部輸出）、外部ID輸入功能	
外形尺寸	測量部	330 (W) X 330 (D) X 73 (H) mm
	本體	330 (W) X 440 (D) X 964 (H) mm
身高計收納時高度	964mm	
顯示器尺寸	180 (W) X 100 (D) X 34 (H) mm	
重量	約13kg	
電源	ACAdapter 或 三號電池x6顆	
電池壽命	連續使用約40時間（鹼性乾電池使用時）	
外部輸出	RS232C 1ch (D-sub 9P 輸出/入)	
配件	ACAdapter、轉接線 2 m、電池盒、使用說明書	
商品碼	AD6351	
國際條碼	498 1046701372	

AD Printer unit AD-PR580



使用時需要、RS-232C轉接線 75cm (AX-KO3937) 或 2m (AX-KO1371-200)
※ 附印表機專用AC變壓器

手動確定鍵 AD-SW600



選配項目

品名	商品碼	國際條碼	價格
AC Adapter*	AX-TB266	498 1046618076	
Ad Printer unit	AD-PR580	498 1046713603	
RS-232C轉接線 2m	AX-KO1371-200	498 1046713566	
RS-232C轉接線 75cm	AX-KO-3937	498 1046713634	
手動確定鍵 AD-SW600	AD-A104	498 1046712255	
連接線 2m*	AX-KO3946	498 1046713641	
連接線 3m	AX-KO3938	498 1046713627	

* 標記為標準配件

若涵蓋在兩處的縣、可任用其中重力加速度的範圍

使用地區	重力加速的數值	分類	台灣使用地區
	9.790 m/s ²	1	台北
	9.789 m/s ²	2	台中
	9.788 m/s ²	3	台南、高雄

在台灣重力加速度的資訊如下: (參考網站如下)
<https://www.sensorone.com/local-gravity-calculator/>
將緯度(Latitude) 及 高度(Height)資料輸入, 即可查詢置放體重計區域的重力加速度資訊。
*請注意: 台南、高雄區域為設定範圍外, 但誤差小於0.1%。

* 使用時請參照使用說明書 * 產品功能規格有更新時, 以官網為主, 恕不另行通知。

製造商
A&D Company Limited.

販賣商

A&D 株式會社 **イーアンド・デイ**

本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6127 (直) FAX.03-5391-6129

札幌出張所 TEL.011-251-2753 (代) FAX.011-251-2759
仙台出張所 TEL.022-211-8051 (代) FAX.022-211-8052
名古屋営業所 TEL.052-726-8763 (直) FAX.052-726-8769
大阪営業所 TEL.06-7668-3904 (直) FAX.06-7668-3901
広島営業所 TEL.082-233-0611 (代) FAX.082-233-7058
福岡営業所 TEL.092-441-6715 (代) FAX.092-411-2815

<http://www.aandd.co.jp>

總代理 **SUN-UP** 杏豐實業股份有限公司
SUN-UP HEALTH CARE CO., LTD.

www.sunup-hc.com.tw
服務專線: 02-66358858

