



Interface I-300 Pro (專業型介面) 集中觸控式螢幕控制、記錄和圖表顯示

Interface I-300 Pro (專業型介面) 提供一個 7" 觸控式螢幕來控制所有工藝參數，所有工藝參數一覽無餘。先進的操作模式、記錄和圖表顯示功能提高旋轉蒸發過程的效率和便捷性。



便捷

在移動設備的觸控式螢幕上可對所有工藝參數進行



用途廣泛

安裝靈活，操作方便



高效

無人值守操作和同步處理





Interface I-300 Pro (專業型介面)

主要特徵和優點



配置個性化的 Rotavapor® (旋轉蒸發儀) 系統:
www.buchi.com/Rotavapor





直觀的導航

便捷的防水觸摸面板、用戶友好的導航旋鈕和暫態停機按鈕。



自動蒸餾

通過 AutoDest 功能和泡沫感測器，甚至可自動蒸餾起泡樣品。



圖表顯示

所有工藝參數均可以圖形的方式進行顯示，便於對蒸餾過程進行監控。




記錄

為便於跟蹤，連續記錄所有工藝參數。資料集可匯出到 SD 卡上用於進一步分析。



遠程控制

由於可通過一個附加支架在通風櫥上進行靈活安裝，因此可根據您最舒適的位置來操作介面。




遠程監控

適用於 iOS、Android 和 Windows 作業系統的 Rotavapor® R-300 (旋轉蒸發儀) 應用程式提供所有工藝參數的即時視圖和圖表顯示，包括推送通知。

基於方法的操作將監控量降至最小

直到現在為止，蒸餾過程需要定期監控，以確保平穩運行。I-300 Pro 現在提供了使用者自訂的步驟，可自動引導操作員執行蒸餾過程。推送通知會在需要進行人工干預時向您發出提醒。

BUCHI 的最新創新成果去掉了現場監控這一要求，為您留出更多的閒置時間。



I-300 Pro: 您最重要的得益



高效

- 可程式設計方法的引導式操作，包括需要人工干預時在移動設備上給出推送通知
- 更多模式可實現無人值守操作：
 - 通過 AutoDest 感測器自動蒸餾
 - 用於起泡樣品的泡沫感測器
- 由於可集中控制旋轉蒸發儀、加熱浴鍋、變頻控制真空泵和迴圈冷卻機，實現完美的同步處理



便捷

- 可隨時通過隨插即用的方式方便地集成到 Rotavapor® R-300（旋轉蒸發儀）系統中
- 通過觸控式螢幕集中控制和調節所有工藝參數，所有工藝參數一覽無餘，包括轉速、加熱/冷卻/蒸汽溫度和壓力
- 在移動設備上進行遠端監控，包括推送通知、即時視圖和圖表顯示
- 由於無需通過附加軟體即可記錄所有工藝參數，因此實現可跟蹤性



用途廣泛

- 介面的靈活性便於從多個位置進行安裝，操作便捷：
 - Rotavapor®（旋轉蒸發儀）手柄
 - Vacuum pump（真空泵）
 - 通風櫥或實驗室工作臺壁
- 單機操作，可實現遠端控制室內真空系統

完善您的組合



**Rotavapor®
R-300**
方便、高效的旋轉蒸發



**Vacuum Pump
V-300**
經濟、無噪音的真空源



**Recirculating Chiller
F-305 / F-308 / F-314**
高效、節水的冷卻方式



**Interface I-300 /
I-300 Pro**
集中觸控式螢幕控制、記錄和圖表顯示

