

何謂血壓

指血液在血管內流動，
賦予血管壁的壓力。

何謂高血壓

血壓值會依人種、地域、性別、年齡造成
差距，目標值也會因人而異。故請勿自行
判斷測量結果，務必詢問醫師的建議。

最高血壓(收縮壓)

心臟收縮送出血液，
血管內的壓力上昇。

最低血壓(舒張壓)

心臟舒張、血液回流，
血管內壓力下降。

血壓經常變化

血壓會因為身心各種條件而變化，
並非經常保持一定。

下列原因會造成血壓變動。

- ・時間或季節・身體活動・高血壓治療等藥物
- ・飲食(包含酒精)・抽煙
- ・入浴・尿意・談話・精神緊張

要在安靜狀態測得正確的血壓值，建議同時多測量幾次，
每次間隔 休息5分鐘以上。

脈搏數

脈搏數是了解健康狀況很重要的數據。
安靜坐在椅子的狀態下，一般成 人的正常脈搏數是60~80次/分，
若疲勞或身體狀況差時，有時脈搏數會增加 10~20 次/分。
預先知道自己在安靜狀態時的脈搏數，就可與當天的數值比較，
可作為辨別健康狀況變化的參考。

Easy Life!

- 加壓量測 舒適又快速
- 不規則脈律檢查功能
- 可以記憶兩組量測值
- 軟式壓脈帶(22-42公分)
- 獨特脈壓顯示
- 顯示近三次的血壓平均值



NISSEI
日本精密

日本製

精準量測。
一目了然！

品牌守護大使
林心如

健康
御守

DS-G20J

健康
御守

高精度、大型液晶♡上臂式デジタル血圧計
日本精密電子血壓計



產品特色

- ESH合格認證**
通過歐洲高血壓協會(ESH 2010)認證，品質看得見。
- 加壓量測 舒適又快速**
壓脈帶加壓時，消除不必要緊固，
讓測量過程更加舒適。
- 顯示近三次的血壓平均值**
讓您更清楚掌握並管理您的健康。
- 不規則脈律檢查功能**
脈波間隔不固定時，會顯示不規則
脈律符號。
- 體動警示**
分析脈波的強度，當
偵測到身體的移動時，體動符號會警示。
- 正常測定顯示**
- 時鐘顯示，資訊一目了然**
超大螢幕顯示，待機同時可當桌上型時鐘。
- 可以記憶兩組量測值**
擁有兩個記憶庫，各可記憶60次測量結果，
且可同時確認測量時間。
- 附4顆3號鹼性電池**
- 可使用外接式變壓器**

產品規格

DS-G20J

型號	: DS-G20J
工作原理	: 示波法
顯示螢幕	: 15位數位液晶顯示螢幕
壓力顯示範圍	: 3 ~300mmHg (壓脈帶壓力)
測量範圍	: 50 ~250mmHg (最高血壓)收縮壓 40 ~180mmHg (最低血壓)舒張壓 40 ~160 拍 / 分 (脈搏速率)
精度:	± 3mmHg (壓脈帶壓力) ± 5% (脈搏速率)
壓脈帶內壓力顯示誤差	: ± 3mmHg 以內
急速排氣	: 從260mmHg到15mmHg急速排氣時間為10秒以下
壓脈帶內壓力顯示穩定性:	在10000次模擬測量後壓脈帶內 壓力顯示值變化在±3mmHg 以內
加壓	: 自動 (空氣幫浦)
減壓	: 自動 (電子控制閥)
排氣	: 自動急速排氣閥
電源	: 專用AC變壓器(ADP-W5-03)或3號鹼性電池4個
記憶	: 兩個記憶庫各可保存60次的測量結果與其平均值
使用環境	: +10 ~ + 40 °C、相對濕度 30 ~ 85% (無結霜)
運送、保管環境	: -20 ~ + 60 °C、相對濕度 10 ~ 95% (無結霜)
可測量上臂圍	: 約 22 ~ 42cm
本體尺寸	: 約長 162.3 ×寬 127.3 ×高96mm
本體重量	: 約 336g (不含配件)
觸電保護	: 等級 II 機器與內部電源機器 : 等級 II 機器 : BF 形安裝部
工作模式分類	: 連續工作機器 : 請參閱使用說明書/手冊

如規格有變更，將不事先通知，敬請見諒。

NISSEI

製造商: 日本精密測器株式會社
日本群馬縣涉川市中郷2508-13
郵編:377-0293 <http://www.nissei-jp.com>
藥商名稱: 杏豐實業股份有限公司
藥商地址: 台北市中正區中華路一段59號10樓之1
藥商電話: (02)66358858
使用前請詳閱說明書警語及注意事項
衛部醫器輸字第031516號
北市衛器輸廣字第00000000號

