



手臂式 電子血壓計

UA-651Plus

型號	UA-651Plus
量測方式	Oscillometric measurement
量測範圍	血壓： 0 - 299 mmHg 收縮壓： 60 - 279 mmHg 舒張壓： 40 - 200 mmHg 脈搏： 40 - 180 beats / minute
測量精確度	血壓： ± 3 mmHg 脈搏： ± 5 %
電源	4 x 1.5V 電池 (R6P, LR6 or AA) 交流變電器 (不包含TB-233C)
可測量次數	可測量次數 大約700次 LR6 (鹼性電池) 大約200次 R6P (錳電池) 在血壓180 mmHg，室溫23 ° C.
分類	內部供電ME 設備 (電池供電) / 等級II (變壓器供電)
連續運行模式	根據ISO81060 - 2 : 2013
EMD	IEC 60601-1-2: 2014
記憶容量	最新60筆紀錄
工作環境	+10 to +40 ° C / 15 to 85 %RH / 800 to 1060 hPa
運輸/儲存條件	-20 to +60 ° C / 10 to 95 %RH / 700 to 1060 hPa
大小	Approx. 96 [W] x 68 [H] x 130 [D] mm
重量	大約240 g，不包含電池
防護等級	裝置： IP20
適用部分	壓脈帶： Type BF
使用年限	裝置： 5 years (一天測量六次)
袖帶：	袖帶： 2 years (一天測量六次) 交流變電器： 5 years (一天測量六次)
配件	交流變電器/TB233C 變電器用於將設備連接到家中的電源，請聯繫您當地的A&D經銷商進行購買，交流變電器需要定期檢查或更換。

IP 分類是由外殼提供的保護程度。

本產品可防止直徑 12 毫米及更大的固體異物 (如手指) 進入。
本產品不防水。

衛部醫器陸輸字第001449號 北市衛器廣字第112080269號



* 使用時請參照使用說明書
* Copyright © 杏豐實業股份有限公司, All Rights Reserved.
* 本內容以官網公告為主，如有更改不另行通知，杏豐保留活動變更、終止之權利

總代理



杏豐實業股份有限公司
SUN UP HEALTH CARE CO., LTD.

www.andand.com.tw/
服務專線：02-66358858

愛安德 電子血壓計 具有偵測心房顫動的能力



Clinically Validated
BHS Protocol : A/A

可外接
變壓器



JAPAN
Quality & Design

手臂式 電子血壓計
UA-651Plus

手臂式 電子血壓計

UA-651Plus



具有偵測心房顫動的能力



60筆紀錄保存值




WHO高血壓分類指示器




平均數據



軟式壓脈帶



AND電子血壓計具有偵測心房顫動的能力，如果您發現IHB/AFIB指示燈頻繁亮起，請盡快與您的醫生聯繫



Clinically Validated
BHS Protocol : A/A



JAPAN
Quality & Design

手臂式 電子血壓計

UA-651Plus