



注射幫浦

(單通道、推拉、可校正)

Syringe Pumps

SPT-1A

CE RoHS

高精度、微量

注吸雙模式

斷電記憶功能

0.001ul ~ 86.699 ml/min

特性

1. 可搭配多種廠牌注射針筒，也可直接輸入針筒內徑
2. 大螢幕觸控面板，操作簡單、快速
3. 注射筒堵住時，具自動停止運作及警報功能
4. 具備液量校正功能，可獲得更精準的液量

規格

模式	注射、吸取
針筒數	1支
設定方式	人機介面觸控面板設定
控制精度	±0.5%
線性推力	> 90N
外控方式	可控制啟動與停止
狀態訊號輸出	RS485
功率	≤20W
外觀尺寸	L280mm×W210mm×H140mm
重量	3.6kg
電源	AC100~240V(±10%) ,50/60Hz

流量對照表

注射筒	流量範圍 ul/min ~ ml/min	注射筒	流量範圍 ul/min ~ ml/min
10 ul	0.001 ~ 0.0128	500 ul	0.0415 ~ 0.5392
25 ul	0.0025 ~ 0.0327	1 ml	0.0875 ~ 1.1373
50 ul	0.0048 ~ 0.0618	2 ml	0.3181 ~ 4.1351
100 ul	0.0101 ~ 0.1307	5 ml	0.6739 ~ 8.7608
250 ul	0.0208 ~ 0.2701	10 ml	1.0821 ~ 14.068